



## CLASSIC75

### GUANTI IN LATTICE STERILI MIS 7,5

- Guanti chirurgici a.q.l. 1,5, in puro lattice di gomma naturale, colore chiaro, con polvere, microruvido, forma anatomica, con dorso allargato, antiaffaticamento, lubrificato con amido di mais, provvisto di cordolo, sterile, confezionati in doppio involucro di carta medica
- 1 paio di guanti
- Misura: 7,5

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl