



DIA02009

SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DA TAVOLO*

- Sfigmomanometro aneroido circolare da parete e/o da tavolo (diametro 170 mm)
- Scala da 0 a 300 mm/Hg
- Accuratezza della misura: ± 3 mmHg
- Bracciale con chiusura a velcro e pera di gonfiaggio, tubo di connessione spiralato
- Supporto d'ancoraggio a parete con porta bracciale a cestello
- Destinato a un utilizzo laico e professionale
- Classe di rischio secondo la Direttiva 93/42/CEE: I m (strumento di misura)
- Il dispositivo è conforme al regolamento REACH in vigore

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl