



DIA100412

OFTALMOSCOPIO BLU KAWE***

- Illuminazione alogena con fibra ottica e lampada da 2,5V
- Oftalmoscopio: testa con bloccaggio a vite, lenti correttive da 0 a +20 e da 0 a -20 diottrie con singolo diaframma a cerchio grande
- Manico porta batterie: in materiale plastico Ø per 2 batterie tipo AA
- Fornito in un astuccio nero in plastica

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl