



I-H84132

## ASTA PORTAFLEBO A PAVIMENTO TELESCOPICA

### ASTA PORTAFLEBO A PAVIMENTO TELESCOPICA

- Asta portaflebo pieghevole facile e comoda da trasportare
- Altezza dell'asta telescopica regolabile tramite vite
- 2 ganci per flebo
- Dimensioni (piegata): 76 x 7 cm
- Ideale per l'uso portatile, come ad esempio nelle visite a domicilio, o per i piccoli spazi
- Altezza regolabile: 83 - 183cm
- Peso: 1,7kg
- Portata (per gancio): 4kg (portata totale: 8kg)
- Base a 3 razze pieghevole
- Borsa per il trasporto inclusa nella spedizione

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl