



IMM120172

STECCOBENDA A DEPRESSIONE GAMBA DA 108CM

- Tessuto ad alta resistenza, facilmente lavabile
- Valvola di aspirazione in plastica posizionata sul lato esterno
- Veloce e indolore immobilizzazione di tutti i tipi di fratture, anche scomposte
- Può essere usata anche su bambini
- Immobilizza ma non comprime e permette la naturale circolazione del sangue
- Radiotrasparente
- Dimensioni: 108x64 cm circa
- Peso: 1,7 kg circa
- CND M030505 - RDM 309992/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl