



**IMM120180**

## **SET 2 STECCOBENDE A DEPRESSIONE COMPLETO**

- Set di 2 steccobende a depressione: gamba e braccio
- Tessuto ad alta resistenza, lavabile facilmente
- Totalmente radiotrasparenti
- Valvola di aspirazione in plastica posizionata sul lato esterno
- Veloce e indolore immobilizzazione di tutti i tipi di fratture, anche scomposte
- Possono essere usate anche su bambini
- Immobilizzano ma non comprimono e permettono la normale circolazione del sangue
- Set completo di minipompa di aspirazione e borsa di trasporto
- Dimensioni della steccobenda per il braccio: 47x75 cm circa
- Dimensioni della steccobenda per la gamba: 64x92 cm circa
- Dimensioni del set: 54x20x44 cm circa
- Peso: 3,6 kg circa
- CODICE CND M030505
- E' un dispositivo medico CE

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl