



IMM123110

STECCOBENDA RIGIDA INFERIORE

- Steccobenda rigida per l'immobilizzazione degli arti inferiori
- Realizzata in pvc e nylon
- Lavabile
- Radiotrasparente
- Chiusure tipo velcro
- Dimensioni: 74x40x3,5 cm circa
- Peso: 1,1 kg circa
- CODICE CND M030505 ? MdS 426346/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl