



**IMM124144**

## **STECCA PER GINOCCHIO PIEDE-ANGOLO REG. M**

- Stecca per ginocchio/piede regolabile
- Realizzata in pdm adesivato, film trasparente a nido d'ape, lega di alluminio ricotto con memoria di forma e barra in estruso lega di alluminio ondulata per una maggiore rigidità centrale
- Adatta per fratture della rotula, fratture composte di gamba e lussazioni di rotula, traumi discorsivi del ginocchio, lesioni dei legamenti crociati post-intervento, doccia da trasporto per gravi fratture di gamba
- Radiotrasparente

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl