



PF32411

SEPTAMAN GEL DISINFETTANTE MANI 500 ML

Presidio Medico Chirurgico (PMC) - Registrazione Ministero Sanità n° 19059.

Soluzione alcolica incolore, (Alcool Etilico D.S. al 70%) in forma di gel, pronta all'uso da utilizzarsi per la rapida ed efficace disinfezione della cute integra e lavaggio antisettico e chirurgico delle mani. Presenta attività battericida, fungicida, micobattericida e virucida. Inoltre, inattiva i virus HIV, HBV, HCV ed i Rotavirus.

La presenza nella formulazione di ingredienti emollienti e dermoprotettivi, ne consente un utilizzo frequente per l'antisepsi rapida delle mani, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida per la prevenzione delle infezioni ospedaliere.

SEPTAMAN GEL è formulato senza sostanze allergizzanti: non contiene profumi, essenze o coloranti che potrebbero provocare reazioni allergiche.

Particolarmente consigliabile nella disinfezione rapida della cute e delle mani in generale. Particolarmente indicato presso Studi Medici, Ambulatori, Centri Analisi, Pubbliche Assistenze, Industrie Farmaceutiche e alimentari.

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl