



PF32459

SEPTAMAN GEL DISINFETTANTE MANI 100 ML

- Presidio Medico Chirurgico (PMC) - Registrazione Ministero Sanità n° 19059.
- Soluzione alcolica incolore, (Alcool Etilico D.S. al 70%) in forma di gel, pronta all'uso da utilizzarsi per la rapida ed efficace disinfezione della cute integra e lavaggio antisettico e chirurgico delle mani. Presenta attività battericida, fungicida, micobattericida e virucida. Inoltre, inattiva i virus HIV, HBV, HCV ed i Rotavirus.
- La presenza nella formulazione di ingredienti emollienti e dermoprotettivi, ne consente un utilizzo frequente per l'antisepsi rapida delle mani, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida per la prevenzione delle infezioni ospedaliere.
- SEPTAMAN GEL è formulato senza sostanze allergizzanti: non contiene profumi, essenze o coloranti che potrebbero provocare reazioni allergiche.

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl