



**RIA53200**

### **SET LARINGOSCOPIO F.O. 3 LAME MC 1/2/3**

- Laringoscopio Mc Intosh a fibre ottiche
- Realizzato in acciaio inox
- Illuminazione alogena 2,5V interna alla lama che semplifica la sterilizzazione
- Fornito di 3 lame F.O. Mc Intosh (1-2-3), manico standard, finemente rifinite
- Fornito in una pratica custodia a rotolo
- Il manico è predisposto per contenere 2 batterie mezza torcia C, (non incluse)
- CODICE Mds 26404/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl