



**VBM30-04-0041**

## **QUICKTRACH PER ADULTI**

- Set sterile e pronto per la coniotomia d'urgenza mod. Quicktrach
- Composto da una cannula in plastica con mandrino a lama interna di 4 mm per adulti e di 2 mm per bambini
- Completo di raccordo ISO per il collegamento al pallone di ventilazione
- Quicktrach è composto da un mandrino molto affilato a punta conica che evita l'incisione della trachea con il classico bisturi, e di un "fermo" che evita di penetrare troppo in profondità
- 2 alette laterali che permettono il fissaggio con sicurezza della cannula
- CODICE CND R0199 – CODICE MdS 32329/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl