



11914020328

MASCHERA VENTILAZIONE O2 TIPO VENTURI*

- Maschera per ossigenoterapia a concentrazione variabile
- Realizzata in materiale trasparente, atossico e morbido, completa di elastico regolabile
- Clip metallico stringi naso che rende l'applicazione sicura e confortevole
- Dotata di tubo antischiacciamento da 210 cm e un raccordo regolabile della concentrazione
- Misura: adulti

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl