



TOW014

SALVIETTA CLOREXIDINA - CONF. 10PZ

- Salvietta disinfettante per cute a base di digluconato di clorexidina
- Ogni bustina è prodotta con film accoppiato, appositamente realizzato per contenere il liquido disinfettante
- Dimensioni bustina: 60x80 mm
- Dimensioni salvietta: 143x150 mm
- Confezione da 10 bustine

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl