



## FS20C

### PULSIOSSIMETRO A DITO ADULTO

- Dispositivo per la misurazione della saturazione del sangue
- Compatto e leggero è dotato di un display led a colori
- Rileva la saturazione ossigeno (SpO2) e la frequenza cardiaca
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Fornito con 2 batterie AAA
- Dimensioni: 58x33x36 mm circa
- Peso massimo: 60g (batterie incluse)
- Dispositivo medico CE
- Alle misurazioni devono seguire ulteriori accertamenti specifici da parte dei medici competenti

DIR/QM – Rev. 02\_04/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl