



MI433

ASTA FLEBO IN ALL. ANODIZZATO 5 RUOTE

- Asta porta flebo in alluminio
- Regolazione dell'asta tramite pomello
- 4 ganci per flebo in ABS stampato
- Base a 5 razze con ruote piroettanti Ø50 mm
- Ingombro della base 50 cm
- Altezza regolabile: 133 – 230 cm
- Peso: 1,5 kg
- Portata (per gancio): 5 kg (portata totale: 20 kg)

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl