



M03.1.003

FILTRO ANTIBATTERICO PER ASPIRATORE

- Filtro di protezione monouso con supporto filtrante in PTFE e contenitore ermetico in stirene
- Pressione di ingresso liquidi massima (test con acqua): 16 psi
- Capacità filtrante e antibatterica: >99,9999%. Area filtrante: 24,9 cm²
- È un dispositivo medico CE in classe I secondo il nuovo Regolamento MDR 745 e la Direttiva MDD93/42/CEE
- Dispositivo imballato venduto singolarmente.
- Può essere utilizzato come alternativa al filtro BSU999 come dichiarato anche nelle IFU del dispositivo

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl