



**VAL44093**

## **KIT PROTEZIONE CON PULSIOSSIMETRO**

- Kit di protezione in borsetta completo di:
- 20 maschere di protezione FFP2 di grado N95
- 1 saturimetro da dito
- 1 gel disinfettante per mani da 500 ml
- 1 confezione da 100 fazzoletti disinfettanti a strappo per superfici e dispositivi medici
- Dimensioni: 25x15x12 cm circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl