



XIMM120131

MATERASSO A DEPR. PROFI EVOLUTION COMPL.

- Materasso a depressione PROFI EVOLUTION, realizzato in tessuto ad alta resistenza, destinato all'immobilizzazione e trasporto di pazienti politraumatizzati
- Il materasso integra un supporto semirigido nel quale sono ricavate le 8 maniglie per il sollevamento e trasporto
- Valvola di aspirazione situata in prossimità della testa dal lato esterno, protetta dal supporto semirigido, facilmente accessibile anche con paziente immobilizzato
- Dotato di due fori specifici per il fissaggio del materasso a una barella di metallo utilizzata nel soccorso aereo
- Dotato di 3 cinghie di immobilizzazione
- Radio-trasparente
- Dotato di 3 camere interne di aspirazione per una migliore conformazione alla forma anatomica del paziente
- Completo di pompa di aspirazione
- Completo di borsa di trasporto
- Dimensioni: 205x95x10h cm ca.
- Peso: 8,2 kg ca.
- Portata massima: 150 kg
- Conforme alla norma EN 1865-1
- È un dispositivo medico CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl