



**FS-128**

### **COPERTA ISOTERMICA DI SOCCORSO\***

- Coperta isotermica di soccorso e protezione
- Previene l'ipotermia dei pazienti siano questi traumatizzati, ustionati o post-operati
- Doppia funzione: scalda e rinfresca
- La parte argentata posizionata verso il corpo isola e riflette conservando circa l'80% del calore del corpo. Protegge quindi il paziente dall'ipotermia, dal freddo, dal congelamento e dallo shock
- La parte dorata, posizionata verso il corpo e quella argentata all'esterno riflette i raggi del sole e permette al corpo di rimanere fresco
- Non sterile
- Dimensioni: 160x210 cm circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl