



**1331322**

## **PALLONE MANUALE PVC PEDIATRICO COMPLETO**

- Pallone di ventilazione monouso pediatrico in pvc
- Capacità: 500 ml
- Valvola paziente con connessione girevole a 360°
- Valvola di sicurezza regolabile per la sovrappressione
- Ingresso ausiliario per dinamometro
- Ingresso per valvola peep
- Dotato di maschera misura n.3, reservoir e tubo ossigeno
- Certificato CE in classe IIa

Manuale d'uso del dispositivo disponibile online nella pagina [eIFU](#)

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl