





## 1333124

## PALLONE MANUALE SILICONE ADULTO COMPLETO

- Pallone di ventilazione adulto in silicone autoclavabile a 121°
- Capacità: 1700 ml
- Valvola paziente con connessione girevole a 360°
- Valvola di sicurezza regolabile per la sovrappressione
- Dotato di maschera misura n.5, reservoir e tubo ossigeno
- Certificato CE in classe IIa

Manuale d'uso del dispositivo disponibile online nella pagina  $\underline{\mathsf{eIFU}}$  DIR/QM – Rev. 02\_30/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl