









## **BOR87040**

## **OXIBAG BLU\***

- Custodia imbottita porta bombola ossigeno
- Tessuto PVC impermeabile e antistrappo ad alta resistenza
- Grazie alla sua forma ed imbottitura permette di contenere, proteggere e trasportare con assoluta sicurezza la bombola ossigeno
- Può contenere bombole ossigeno da 1 o 2 l
- Dimensioni: 54x23x24 cm circa
- Peso: 1,1 kg circa

DIR/QM - Rev. 01\_26/07/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl