



**BOR87051**

## **RESPONDER TROLLEY**

- Zaino RESPONDER TROLLEY, ideale per il trasporto di materiale nei reparti ospedalieri
- Tessuto tipo Cordura antistrappo di colore rosso
- Dotato di:
  - 2 strisce rifrangenti
  - maniglia trolley a scomparsa
  - spallacci imbottiti
  - 2 tasche anteriori attrezzate
  - vaschetta interna con supporto per bombola e due tasche a rete
  - 3 borsette colorate amovibili con frontale trasparente
- Fornito vuoto
- Dimensioni: 42x28x57 cm circa
- Peso: 3,5 kg circa

DIR/QM – Rev. 01\_26/07/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl