



**BOR87043**

### **OXIBAG CORDURA ROSSA 3\***

- Custodia imbottita porta bombola ossigeno
- Tessuto Nylon antistrappo ad alta resistenza
- Grazie alla sua forma ed imbottitura permette di contenere, proteggere e trasportare con assoluta sicurezza la bombola ossigeno
- Può contenere bombole ossigeno da 2 o 3 l
- Dimensioni: 65x23x24 cm circa
- Peso: 0,91 kg circa

DIR/QM – Rev. 01\_26/07/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl