



**BOR87052**

## **PRO BAG\*\***

- Pratica borsa per il trasporto dotata di 5 borsette interne con cricchi per avere a vista il materiale contenuto
- Tessuto PVC impermeabile e antistrappo ad alta resistenza
- Grazie alla sua forma ed imbottitura permette di contenere, proteggere e trasportare con assoluta sicurezza il materiale sanitario
- Dimensioni: 40x26x12 cm circa
- Peso: 1 kg circa

*DIR/QM – Rev. 01\_29/07/2025*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl